

19 ซอยสุภาพงษ์1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-348-4792 แฟกซ์ 02-348-4793

โครงการระบบแพลตฟอร์ม

วิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในบริการการดูแลการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

หัวข้อ กำหนดการ การลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางไกล ในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่พ.ศ. 2566 สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา

ผู้เข้าร่วม : อบรมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Core Team) และเจ้าหน้าที่ อสม.

ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการดำเนินการ

ส่วนงาน เทศบาลตำบลทับมา

- รายชื่อผู้สูงอายุ จำนวน 30 รายชื่อ นำส่งบริษัทพอยท์ ไอทีฯ เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ<u>ก่อนวันเริ่มติด</u> ตั้งอุปกรณ์
 - ลงข้อมูลตามไฟล์แนบ : 🔀 Template_Data for Import.xlsx
- 2. <u>เลือกรูปแบบการติดตั้ง :</u> เนื่องจากอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ติดตั้งในแต่ละผู้สูงอายุ สามารถมา รับอุปกรณ์ที่สำนักงานเทศบาลด้วยตัวเอง เพื่อให้สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการให้บริการ ได้ทั่วถึง หรือ เลือกรูปแบบดังนี้
 - 2.1. ลงพื้นที่ติดตั้ง ผู้สูงอายุแต่ละบ้าน
 - 2.1.1. ใช้ระยะเวลาต่อบ้าน 15-30 นาที : หลังคาเรือน (เวลาขึ้นอยู่กับระยะทาง และ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ อาจใช้จำนวนเจ้าหน้าที่ 2 - 3 คน : วัน) โดย รายละเอียด ดังนี้
 - 2.1.1.1. ทดสอบการกดขอความช่วยเหลือจากตัวอุปกรณ์
 - 2.1.1.2. ทดสอบสัญญาณ การโทรเข้า/โทรออก/ตำแหน่งพิกัด
 - 2.1.1.3. แนะนำการใช้งานอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุและญาติ
 - 2.2. จัดพื้นที่รับมอบอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานผู้สูงอายุที่สำนักงาน หรือเทศบาล โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ <u>ภายใน 3 4 ชั่วโมง</u>
 - 2.2.1. การจัดเตรียมความพร้อม
 - 2.2.1.1. จัดเรียนเชิญผู้สูงอายุ และผู้ดูแล / กำหนดวันรับมอบ และอบรม
 - 2.2.1.2. จัดเตรียมสถานที่
 - 2.2.1.2.1. อบรมการใช้งานอุปกรณ์ โดยวิทยากรบริษัทพอยท์ ไอที่ฯ



19 ชอยสุภาพงษ์1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-348-4792 แฟกซ์ 02-348-4793

- 2.2.1.2.2. มอบอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุ โดยท่านนายยกเทศมนตรีตำบลทับมา
- 3. กำหนดวันลงพื้นที่ การติดตั้ง ตาม Agenda
- 4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมของเทศบาลตำบลทับมา ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ช่วย (ถ้ามี)
- 5. อุปกรณ์จำนวน 30 ชุด และชุดกระเป๋า Health Kit Set จำนวน 1 ชุด ของโครงการที่ได้นำไปติดตั้ง ในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ทางบริษัทจะขอดำเนินการเรียกเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดกลับคืนโครงการ (รวบรวมส่งคืนโครงการตาม Agenda) ประสานงานหรือยังใครรับผิดชอบในการประสาน เพื่อกลับส่ง คืนในวันเข้าติดตั้งอุปกรณ์

<u>ส่วนงาน</u> บริษัทพอยท์ ไอทีฯ (การเตรียมความพร้อม)

- 1. จัดเตรียมอุปกรณ์
 - 1.1. เบิกอุปกรณ์
 - 1.1.1. Al Tracker 30 ชุด
 - 1.1.2. SIM 30 ชุด
 - 1.2. QC (แนบเอกสาร QC)
 - 1.2.1. อุปกรณ์ครบถ้วน สายคล้องคอ ตัวอุปกรณ์ เต้ารับ หัวแปลง แบตเตอรี่ และอื่นๆ
 - 1.2.2. การ Config
 - 1.2.2.1. Defult Mode Config ลบ Location ออก
 - 1.2.2.2. Set ค่า Sentivity ระดับการตรวจจับการล้มของอุปกรณ์ให้เข้ากับ ประเภทของผู้ใช้บริการ
 - 1.2.3. ตัวอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
 - 1.2.3.1. สัญญาณ
 - 1.2.3.2. การกดขอความช่วยเหลือ
 - 1.2.3.3. การโทรออกและโทรเข้า
 - 1.2.3.4. การปักหมุด หรือ GPRS Tracking
- แพลตฟอร์ม
 - 2.1. การสร้าง Domain และ Sub-Domain
 - 2.2. การสร้าง Username Password เข้าสู่ระบบ
 - 2.3. การนำรายชื่อผู้รับบริการเข้าสู่ระบบ
 - 2.4. การลงทะเบียนอุปกรณ์



19 ซอยสุภาพงษ์1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-348-4792 แฟกซ์ 02-348-4793

2.5. การผูกอุปกรณ์กับผู้รับบริการ

เอกสารแนบ :	X	Template_	Data	for	Import.>	dsx
-------------	---	-----------	------	-----	----------	-----

วันที		พ.ศ.	2566
0 10 11	•••••	, , , , , , ,	2300

เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	หมายเหตุ	
09.00 - 09.30 น	ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง		
	ระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย	คุณ	
	1. ประชุมสรุปแผนการดำเนินการ กับคณะทำงานของ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา	เจ้าหน้าที่ Point IT คุณพิสุทธ์ วงศ์โสภา	
09.30 - 10.45 น	2. ส่งมอบอุปกรณ์ Al Tracker จำนวน 30 ชุด ประกอบด้วย	คุณธนาคม อ่องสถาน	
	- Al Tracker 30 ชุด		
	- SIM 30 ชุด		
10.45 - 11.45 น	 รับคืนอุปกรณ์จำนวน 30 ชุดของโครงการที่ได้นำไปติดตั้ง 		
	ในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา (ชุดเก่า)		
	3.1. Al Tracker 10 ชุด		
	3.2. ชุดอุปกรณ์ HIVE จำนวน 20 ชุด ประกอบด้วย		
	- HIVE Gateway จำนวน 20 ตัว		
	- HIVE Audio Extender จำนวน 20 ตัว		
	- HIVE SOS Button จำนวน 20 ตัว		
	3.3. ชุดกระเป๋า Health Kit Set จำนวน 1 ชุด		
	- เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง		
	- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
	- เครื่อวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง		
	- เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง		
	- TABLET SUMSUNG GALAXY TAB A จำนวน 1		
	เครื่อง		



19 ซอยสุภาพงษ์1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-348-4792 แฟกซ์ 02-348-4793

12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหาร	
13.00 - 15.00 น.	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	เจ้าหน้าที่ศูนย์ คุณ
15.00 - 17.00 น.	 5. จัดเตรียมอุปกรณ์ Al Tracker สำหรับส่งมอบให้ผู้รับ บริการ 5.1. ลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าระบบแพลตฟอร์ม 5.2. ผูกอุปกรณ์ให้กับผู้รับบริการ 5.3. จัดชุดอุปกรณ์สำหรับส่งมอบ 5.3.1. List รายชื่อผู้สูงอายุ 5.3.2. List อุปกรณ์ 	เจ้าหน้าที่ Point IT คุณพิสุทธ์ วงศ์โสภา คุณธนาคม อ่องสถาน



19 ซอยสุภาพงษ์1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-348-4792 แฟกซ์ 02-348-4793

20.100	 9AI 61	2566
วนท	 พ.ศ.	2500

เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	
9.00 – 09.30 น.	พิธีเปิดโครงการ โครงการระบบแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและ ปัญญาประดิษฐ์ในบริการการดูแลการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพระยะ ยาว สำหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566	นายยกเทศมนตรีตำบลทับ มา และคณะทำงานใน โครงการฯ
09.30 - 10.00 น.	09.30 - 10.00 น. พิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ตรวจจับการล้ม พร้อมปุ่มกดขอความช่วย เหลือฉุกเฉิน (Ai Tracker) จำนวน 30 คน	
	เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	เ จ้าหน้าที่ Point IT คุณพิสุทธ์ วงศ์โสภา คุณธนาคม อ่องสถาน
10.00 -12.00 น.	สอนการใช้งานชุดอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ ลูกหลานของผู้สูงอายุ และ เจ้าหน้าที่ Caregiver - การกดปุ่มขอความช่วยเหลือ และการยกเลิก - การโทรออกไปยังศูนย์ กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลทับ มา - การชาร์ตแบตเตอรี่ - การดูสถานะไฟ ที่ตัวเครื่อง AI Tracker - ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์จริงคู่กับระบบแพลตฟอร์ม - คำแนะนำเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ศูนย์ คุณ
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหาร	
14.00 - 16.00 น.	ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 1. ลงพื้นที่บ้านผู้สูงอายุผู้สูงอายุ เพื่อมอบชุดอุปกรณ์ 2. แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่ศูนย์ คุณ



19 ซอยสุภาพงษ์1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-348-4792 แฟกซ์ 02-348-4793

2.1.	การกดปุ่มขอความช่วยเหลือ และการยกเลิก	เจ้าหน้าที่ Point IT
2.2.	้ การโทรออกไปยังศูนย์ กู้ชีพองค์การบริหารส่วน	 คุณพิสุทธ์ วงศ์โสภา
	ตำบลทับมา	คุณธนาคม อ่องสถาน
2.3.	การชาร์ตแบตเตอรี่	
2.4.	การดูสถานะไฟ ที่ตัวเครื่อง Al Tracker	
2.5.	ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์จริงคู่กับระบบ	
	แพลตฟอร์ม	
2.6.	คำแนะนำเพิ่มเติม	